


PRODUKTDATABLAD

Medicina ernæringssonde, ENFit uden guidewire

Medicina sonde med ENFit kobling uden guidewire er velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sonden er blød og primært udviklet til neonatale og børn. Kan med fordel også anvendes til voksne, som har brug for ernæring i en kortere periode. Sonden er nem og sikker at anlægge.

Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller, for at mindske risikoen for perforation ved anlæggelse.



Materialer:	Polyurethan. Fri for latex og PVC.
Indikation:	Velegnet til korttidsbrug (< 30 dage) til anlæggelse i ventriklen. Kan også anvendes til voksne med behov for ernæring i en kortere periode.
Klassifikation:	Klasse IIa.
Steril vare:	Nej.
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys.
Holdbarhed:	3 år.
Bortskaffelse:	I overensstemmelse med lokale retningslinjer

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123570	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 50 cm	FR 4	æske a 50 stk	LG4/50
1123571	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 80 cm	FR 4	æske a 50 stk	LG4/80
1123572	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 50 cm	FR 5	æske a 50 stk	LG5/50
1123573	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 50 cm	FR 6	æske a 50 stk	7-CG6/50

PRODUKTDATABLAD

Medicina ernæringssonde, ENFit uden guidewire

1123574	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 80 cm	FR 6	æske a 50 stk	LG6/80
1123576	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 80 cm	FR 8	æske a 50 stk	LG8/80
1123577	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 120 cm	FR 8	æske a 50 stk	LG8/120
1123578	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 80 cm	FR 10	æske a 50 stk	LG10/80
1123579	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 120 cm	FR 10	æske a 50 stk	LG10/120
1123580	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 80 cm	FR 12	æske a 50 stk	LG12/80
1123582	Medicina	Ernæringssonde, EN-Fit uden guidewire, 50 cm	FR8	æske a 50 stk	CG8/50

For sundhedsfagligt personale