

PRODUKTDATABLAD

Freka sonde ernæringssonde ENFit

Freka transnasale sonder til enteral sondeernæring er kompatible med ENFit, hvilket garanterer sikker og tæt enteral kobling i henhold til ISO 80369-3.

Freka transnasale sonder er fremstillet i gennemsigtig plast således at gennembløb kan kontrolleres. Sonderne er udstyret med tre røntgenstriber samt har afrundet distal ende med to huller, der forebygger knæk.

Sonderne har en spiralformet guidewire, der gør slangen lettere at placere.

Sonderne er påtrykt varenr., CH, størrelse, længde samt producent.



Materialer: Polyurethan (PUR).

Indikation: Freka transnasale sonder anvendes ved enteral sondeernæring.

Klassifikation: Klasse IIa.

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og ved stuetemperatur.

Holdbarhed: 5 år.

Bortskaffelse: Forbrænding.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123644	Freka	Ernæringssonde 120 cm, ENFit	CH 12	Æske a 10 stk	7981843
1123645	Freka	Ernæringssonde, 80 cm ENFit	CH 8	pk. á 10 stk.	7981839

For sundhedsfagligt personale