

# PRODUKTDATABLAD

## Vygon PVC Feeding tubes, lukket tip

Vygon PVC Feeding tube er en nasalsonde med lukket tip, som anvendes til patienter med behov for kortvarig enteral ernæring. Sonden udskiftes efter 5 dage.

Vygon PVC Feeding tube er udstyret med en røntgenstribe og centimetermærkning. Produktet fås i længderne 40-125 cm og ch-størrelse 7-14.



<b>Materialer:</b>	Fremstillet af PVC. Fri for latex, DEHP og biologiske samt animalske produkter.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til patienter med behov for kortvarig enteral ernæring via nasalsonde.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Varen er steril.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	Se datomærkning på emballagen. Anvendes i op til 5 dage.
<b>Bortskaffelse:</b>	Bortskaffes som plastaffald.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123673	Vygon	PVC Feeding tube 40 cm small/gul, tip lukket	ch 7	Æske á 50 stk.	310.07
1123675	Vygon	PVC Feeding tube 125 cm large, tip lukket	ch 14	Æske á 50 stk.	391.14

### For sundhedsfagligt personale