

PRODUKTDATABLAD

Care urinposeholder

Care Urinposeholder

Care urinposeholder er fremstillet af 95% øko-tex bomuld og 5% lycra. Posen kan anvendes både af mænd og kvinder i forbindelse med brug af urinkondom eller permanent kateter.

Posen fås både til påsætning på lår og ved knæet.

Buxsen krymper op til 4% ved vask på 60°C og 10% ved 90°C.



Indholdsstoffer/materiale: 95 % bomuld, 5% lycra

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Opbevaring åbnet: -

Holdbarhed uåbnet: -

Holdbarhed åbnet: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Care urinposeholder

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0174100	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "gul"	x-small	STK	Ps á 1 stk.	103001
0174102	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "grøn"	small	STK	Ps á 1 stk.	103002
0174104	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "blå"	medium	STK	Ps á 1 stk.	103003
0174106	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "rød"	large	STK	Ps á 1 stk.	103004
0174108	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "sort"	x-large	STK	Ps á 1 stk.	103005
0174110	Care 103	urinposeholder, hvid, til lår, "brun"	xx-large	STK	Ps á 1 stk.	103006
0174120	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "gul"	x-small	STK	Ps á 1 stk.	104001
0174122	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "grøn"	small	STK	Ps á 1 stk.	104002
0174124	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "blå"	medium	STK	Ps á 1 stk.	104003
0174126	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "rød"	large	STK	Ps á 1 stk.	104004
0174128	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "sort"	x-large	STK	Ps á 1 stk.	104005
0174130	Care 104	urinposeholder, hvid, til knæ, "brun"	xx-large	STK	Ps á 1 stk.	104006

STØRRELSESANGIVELSE:

Model	XS	S	M	L	XL	XXL
URINPOSEHOLDERE:						
103 ø. lår	36-50	38-52	40-58	44-62	48-64	52-68
103 u. lår	26-42	28-44	30-46	32-46	33-54	34-56
104 læg	28-38	30-40	34-42	36-44	40-50	44-54
104 ankel	20-32	22-34	24-36	26-38	28-42	30-46