

PRODUKTDATABLAD

Coloplast Irrigationssæt m. vandbeholder og colotip

Coloplast irrigationssæt m. vandbeholder og colotip

Varen indeholder PVC

Irrigation kan anvendes af kolostomioperede med en sigmoidestomi og giver mulighed for regelmæssig, kontrolleret affæring.

Indeholder indbygget termometer som viser vandets korrekte temperatur med en grøn lampe i en af firkanterne under posen.

Irrigation må ikke udføres uden oplæring af en læge eller sygeplejerske



Indholdsstoffer/materiale: PE, PP, PET, styrene-butadien-copolymerisat, liquid crystals

PVC/ftalater: PVC (30% DEHP)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Besky mod sollys og opbevaring ved max 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug (ISO 14021)

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Coloplast Irrigationssæt m. vandbeholder og colotip

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0359500	1501	Coloplast	Coloplast irrigationssæt m. vandbeholder og colotip		Æske a 1 sæt
0359530	1511	Coloplast	Coloplast vandbeholder til irrigation		Æske a 1 stk.