

# PRODUKTDATABLAD

## Eakin Cohesive pasta uden alkohol

Eakin Cohesive pasta er udviklet til at beskytte huden og forebygge lækage fra selv vanskelige stomier. Absorberer fugt og holder den væk fra huden.

Da pastaen er alkoholfri svier den ikke på rød og irriteret hud. Den tørrer ikke ud og bliver hård, og er samtidig meget hudvenlig. Pastaen opretholder naturlig pH, da der dannes en gel, som nedsætter fordøjelsesenzymernes aktivitet og dermed deres evne til at nedbryde huden.

Pastaen er nem at bruge og leveres i en blød tube, der kan tømmes helt, og hvor indholdet ikke tørrer ud, hvis man glemmer at sætte hættten på. Pastaen er derudover nem at fjerne.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polybuten, natriumcarboxymethylcellulose, tværbundet biopolymer, polymervoks
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokale regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

## Eakin Cohesive pasta uden alkohol

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399599	Eakin	Cohesive pasta uden alkohol, tube	60 g	Æske a 1 stk.	839010