

PRODUKTDATABLAD

Novalife 2 Convex basisplade

Dansac Novalife 2 Convex basisplade har et 6 mm fast konveks indlæg, der sikrer et fast tryk tæt på stomien. Pladen har løftbar koblingsring, som sikrer nem påsætning af posen med et minimalt tryk på maven. Posearealet over den ovale plade er reduceret, hvilket gør posen mere diskret og modvirker fremfald.

Klæberens overflade er tykkest rundt om stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, hvilket gør vedhæftningen på huden både sikker og skånsom.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, LLDPE, EVA, PVdC, PET, LDPE, EMA
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Novalife 2 Convex basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0380435	193620	Novalife 2 Convex basisplade, 20 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0380436	193623	Novalife 2 Convex basisplade, 23 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0380440	194325	Novalife 2 Convex basisplade, 25 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0380441	194330	Novalife 2 Convex basisplade, 30 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0380443	195535	Novalife 2 Convex basisplade, 35 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0380444	195540	Novalife 2 Convex basisplade, 40 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0380432	197040	Novalife 2 Convex basisplade, 40 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	70 mm ring	Æske a 5 stk.
0380433	197045	Novalife 2 Convex basisplade, 45 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	70 mm ring	Æske a 5 stk.
0380437	193610	Novalife 2 Convex basisplade, opklipbar 10-23 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	36 mm ring	Æske a 5 stk.
0380439	194310	Novalife 2 Convex basisplade, opklipbar 10-30 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0380445	195510	Novalife 2 Convex basisplade, opklipbar 10-42 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0380434	197010	Novalife 2 Convex basisplade, opklipbar 10-59 mm hul, bælteører, løftbare flange, 6 mm konveks.	70 mm ring	Æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.