

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Convex 1-dels Ileostomipose

Tømbar pose med et 6 mm fast konveks indlæg, der sikrer et fast tryk tæt på stomien.

Den har en oval plade, som følger kroppens naturlige former. Posearealet over pladen er reduceret, hvilket gør posen mere diskret og modvirker fremfald.

Klæberens overflade er tykkest rundt om stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, hvilket gør vedhæftningen på huden både sikker og skånsom.

Udløbet på de åbne poser foldes og lukkes enkelt og nemt og forsvinder under posearealet, diskret gemt af posens form.



Indholdsstoffer/materiale:	EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran, PA, PP, LLDPE, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Convex 1-dels Ileostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0380650	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	10-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-37
0380679	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	10-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-24
0380681	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-25
0380684	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	30-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-30
0380685	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-35
0380686	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	40-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-40
0380687	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	10-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-46
0380688	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	10-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-59
0380689	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	50-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-50
0380690	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Mini, klar	10-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-24
0380692	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, klar	10-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-37
0380693	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, klar	10-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-46
0380694	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	45 mm Ø	Æske a 10 stk.	941-45
0380695	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, klar	10-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-59
0380696	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Mini, klar	20-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-20
0380697	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, klar	40-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-40
0380698	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, klar	50-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	942-50
0380714	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	10-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-37
0380716	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	10-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-46
0380718	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	10-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-59
0380741	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	20 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-20
0380742	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-25
0380743	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-30
0380744	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-35
0380746	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	45 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-45
0380747	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	50 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-50
0380748	NovaLife 1 Convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	10-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	9410-24