

# PRODUKTDATABLAD

## Irrigationssæt komplet m. skylleærme og ringholder

### Dansac – irrigationssæt komplet m. ringholder

Sættet indeholder:

- Vandbeholder
- Konus
- Slange med regulator
- Skinlotion
- Rensebørste
- 1 stk. skylleærme til ringholder
- Ringholder
- Bælte
- 2 stk. mini cap
- 2 stk. Novalife mini
- 2 stk. klemmer
- Toilettaske



**Indholdsstoffer/materiale:** *Rustfri stålstang, galvaniseret jerntråd, lyse gedehår, hørfrøolie, sæbe, ethanol, vand, aloé, A-D & E vitaminer, parabener, ABS, PE*

**PVC/ftalater:** Ja (di-siononylftalat) DINP

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Irrigationssæt komplet m. skylleærme og ringholder

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0393010	Dansac	Irrigationssæt komplet m. skylleærme og ringholder			SÆT	900-20