

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 High Output, 1 filter

Nova 2 High Output, 1 filter

Nova 2 to-dels ileostomipose med kulfilter, som er et dobbeltfilter, der beskytter mod fugt. Har et koblingssystem med lav profil. For at øge sikkerheden er ringen på pladen beige og transparent på posen.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVCD, PE, LDPE, TPE, PTFE, Aktivt kul

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 High Output, 1 filter

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388159	120743	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	43 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.
0388160	120755	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	55 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.
0388165	120770	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	70 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.
0380165	120843	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	43 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.
0380166	120855	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	55 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.
0380167	120870	Dansac	Nova 2 High Output, 1 filter	70 mm / 840 ml	Æske á 10 stk.