

# PRODUKTDATABLAD

## Conform 2 CeraPlus basisplade, klæbekant

Conform 2 med CeraPlus er en flad basisplade med klæbekant.

Den flade og fleksible plade har non-woven overflade og integreret klæbekant for ekstra sikkerhed.

Passer til alle Conform 2 poser.

CeraPlus klæberen passer til alle hudtyper og hjælper til at holde den peristomale hud sund og frisk, idet den indeholder ceramid, som naturligt forekommer i huden, hvor den forhindrer udtørring samt beskytter mod ydre påvirkninger.

Den løftbare koblingsring gør pladen fleksibel og komfortabel at bære.



**Indholdsstoffer/materiale:** Hydrocolloid, PIB, Polyethylen, Polyester, EVA, PVDC

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** 2 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding/Deponi

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Deponi/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Conform 2 CeraPlus basisplade, klæbekant

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397375	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-32 mm hul, klæbekant	45 mm ring	Æske a 10 stk.	14500
0397376	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-44 mm hul, klæbekant	55 mm ring	Æske a 10 stk.	15500
0397377	Conform 2 CeraPlus	Basisplade, 13-57 mm hul, klæbekant	70 mm ring	Æske a 10 stk.	17500