

# PRODUKTDATABLAD

## Harmony Duo Flexible m/kantsikring

### Harmony Duo Flexible m/kantsikring

SALTS Harmony Duo Plade Flexibel med hydrocolloid kantsikring for ekstra sikkerhed.

Pladen har en lav profil og er meget blød og fleksibel.

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen.

Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.

Pladen findes i forskellige størrelser med både opklipbare og forudstandsede huller.



**Indholdsstoffer/materiale:** EVA, PVCD, Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding / deponi / Genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Harmony Duo Flexible m/kantsikring

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360653	HDF21	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	32 mm / 21 mm	Æske á 10 stk.
0360654	HDF25	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	32 mm / 25 mm	Æske á 10 stk.
0360655	HDF28	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	32 mm / 28 mm	Æske á 10 stk.
0360656	HDF32	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	50 mm / 32 mm	Æske á 10 stk.
0360657	HDF35	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	50 mm / 35 mm	Æske á 10 stk.
0360658	HDF38	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	50 mm / 38 mm	Æske á 10 stk.
0360651	HDF1332	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	32 mm / 13-32 mm	Æske á 10 stk.
0360540	HDF1350	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	50 mm / 13-50 mm	Æske á 10 stk.
0360652	HDF1370	Hardam	Harmony Duo Flexible m/Kantsikring	70 mm / 13-70 mm	Æske á 10 stk.