

PRODUKTDATABLAD

Confidence Natural flexifit 1-dels standard colostomipose

Confidence Natural flexifit colostomipose

1-dels colostomipose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

- Flexifit klæber
- Aloe Vera



Indholdsstoffer/materiale:	<i>EVA, PVCD, Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene og Aloe Vera ekstrakt</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug / deponi / Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATBLAD

Confidence Natural flexifit 1-dels standard colostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360565	N25	Hardam	Confidence Natural flexifit	25 mm / standard (Beige)	Æske á 30 stk.
0360522	N28	Hardam	Confidence Natural flexifit	28 mm / standard (Beige)	Æske á 30 stk.
0360564	N32	Hardam	Confidence Natural flexifit	32 mm / standard (Beige)	Æske á 30 stk.
0360562	N35	Hardam	Confidence Natural flexifit	35 mm / standard (Beige)	Æske á 30 stk.
0360563	N38	Hardam	Confidence Natural flexifit	38 mm / standard (Beige)	Æske á 30 stk.