

PRODUKTDATABLAD

Confidence Natural flexifit mini

Confidence Natural flexifit mini

SALTS Confidence Natural lukket pose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Beige med delt forside.

Posen findes som Mini, Midi og Maxi med både opklappelige og forudstandsede huller.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, Sodium Carboxymethylcellulose

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inder emballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yder emballage: Forbrænding / Deponi / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Confidence Natural flexifit mini

Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360518	NM25	Hardam	Confidence Natural flexifit (Beige)	25 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360519	NM28	Hardam	Confidence Natural flexifit (Beige)	28 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360520	NM32	Hardam	Confidence Natural flexifit (Beige)	32 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360521	NM35	Hardam	Confidence Natural flexifit (Beige)	35 mm / mini	Æske á 30 stk.