

PRODUKTDATABLAD

Aurum 2, 2-dels colostomipose

Aurum 2 er en 2-dels colostomipose med inspektionsvindue og kulfilter.

Har en blød og sikker dobbeltkobling mellem posen og pladen samt et blødt vandafvisende stofbetræk og et effektivt DualCarb2 kulfilter.



Indholdsstoffer/materiale:	Non-woven stof, EVA, kulfilter
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Aurum 2, 2-dels colostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0362191	Aurum 2	2-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	70 mm ring	Æske a 10 stk.	XMH2C170
0362192	Aurum 2	2-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	70 mm ring	Æske a 10 stk.	XMH2C570
0362195	Aurum 2	2-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	45 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C145
0362196	Aurum 2	2-dels colostomipose, Maxi, vindue, beige	55 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C155
0362197	Aurum 2	2-dels colostomipose, Mini, vindue, beige	45 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C445
0362198	Aurum 2	2-dels colostomipose, Mini, vindue, beige	55 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C455
0362199	Aurum 2	2-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	45 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C545
0362200	Aurum 2	2-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	55 mm ring	Æske a 30 stk.	XMH2C555