

Som Skandinaviens ledande leverantör av akupunkturnålar har vi sedan starten 1993 producerat sterila nålar under eget varumärke. Vår vision då, som nu, är att alltid finnas tillgänglig för kunden. Via vår e-butik ska kunderna alltid ha möjlighet att handla eller ställa frågor. Vi eftersträvar en garanti vid varje köptillfälle; Kunden ska få den bästa produkten till ett fördelaktigt pris.

HEGU har ett omfattande nätverk av kunder och samarbetspartner över hela Europa. Från den privata kliniken, till landsting och större medicintekniska distributörer. Vi planlägger och följer nålens hela väg till konsumenten. Från tillverkning på fabrik till leverans hos slutkund. Produktionen sker på fabriker i Kina, Japan och Syd Korea, vilka följer de krav som ställs från läkemedelsverket och amerikanska FDA. Fabrikena är kvalitetsssäkrade enligt ISO13485 och certifierade enligt EU:s standard för medicintekniska produkter klass 2A. HEGU-nålar är därmed godtagna för CE-certifiering. Våra kunder ska alltid veta vad de får; kvalitet, trygghet och snabba leveranser.

Med över 20 års erfarenhet kan vi erbjuda ett brett sortiment av akupunkturnålar för engångsbruk. Vi erbjuder över 150 valmöjligheter vad gäller nålens utseende med slipning, handtag och storlek. Alla tillverkade med senaste teknologi och anpassade för marknadens olika önskemål och behov.

Förutom vårt breda sortiment av akupunkturnålar består vårt utbud även av riskavfallsburkar, elstimulatorer för akupunktur, akupunkturmodeller, meridian planscher, kulplåster, pressnålar, dry needles och kinesiologitejp.

Välkommen att kontakta oss för frågor, mer information eller vid beställning.

Med vänliga hälsningar,

Jan Fridsäll, VD



Följ instruktionerna noga för användandet av våra akupunktur nålar:

- * Behandling med akupunktur nålar ska endast utföras av utbildade akupunktörer.
- * Akupunktur nålarna är sterila och ska endast användas en gång (engångsbruk).
- * Efter användning måste nålarna sorteras som riskavfall i speciellt avsedda behållare för detta.
- * Granska alltid nålen före användning. Böjd eller skadad nål ska inte användas.
- * Be patienten att slappna av; muskelspänningar, kramper eller hosta kan leda till att nålar böjs/bryts.
- * Större muskler/muskelgrupper bör behandlas med en nål som är minst 0.18mm i diameter.
- * Om nålen är svår att förflytta; massera lätt muskeln. Försök att flytta nålen sakta och upprätt. Böj eller vrid inte nålen då detta ökar risken att den bryts av. Införingsdjup bör vara mindre än 2/3 av nålen. Emellertid, när man använder en nål med diametern 0.14mm eller tunnare, bör införingsdjupet vara mindre än 1/2 nålen.
- * Öppna nålförpackningen och behandla i ren miljö.
- * Se till att huden är ren innan nålen förs in.
- * Förvara nålarna på ett säkert ställe från barn, kemikalier, väta, extrema temperaturer, direkt solsken och fukt.
- * Kontrollera alltid utgångsdatumet på askens utsida (exp.date) Använd inte nålar som passerat utgångsdatum.
Vi ansvarar inte för nålar som används efter utgången datum.