

PRODUKTDATABLAD

Britepro Solo laryngoscop engangs håndtag uden blad, steril

Britepro Solo laryngoscop håndtag er et sterilt ergonomisk håndtag med forudinstallerede batterier.

Håndtaget er individuelt pakket og til engangsbrug, hvilket minimerer risikoen for krydskontaminering. Håndtaget kasseres uden at fjerne batterierne.

Det ruflede greb yder ekseptionel kontrol og føling med laryngoskopet.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Britepro Solo laryngoscop engangs håndtag uden blad, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6123249	Britepro Solo laryngoscop	Engangs håndtag uden blad, steril	-	Æske a 20 stk	040-310