

PRODUKTDATABLAD

Uro-Tainer skyllevæske til ballonkatetre

Uro-Tainer® kateterskyllesystem med skyllevæske, 100ml citronsyre, steril.

Uro-Tainer® Monobag er et kateterskyllesystem, som forebygger og fjerner inkrustationer (kalkaflejringer) i og på permanent blære- og topkateter. Uro-Tainer® forlænger levetiden på kateteret hos brugere, som danner meget kalk i urinen, hvilket giver færre unødige kateterskift. Skyllesystemet er lukket og sterilt, og posen anvendes både til skylning og opsamling.

PVC-fri emballage

Findes i 2 styrker:

Suby G 3,23% citronsyre

Solutio R 6% citronsyre. Solutio R benyttes i forbindelse med kateterskift, hvor der er mange inkrustationer i/på katetret.

Ved opstart med skylning med Uro-Tainer® anbefales det, at kateteret er nyskiftet



Indholdsstoffer/materiale: Suby G (Citronsyre 3,23%)/Solution R (Citronsyre 6%), polypropylen, polyolefin, CPP

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt under 25 °C. Undgå direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 18 måneder

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: Sikkerhedsdatablad forefindes på hjemmesiden

PRODUKTDATABLAD

Uro-Tainer skyllevæske til ballonkatetre

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0821205	Uro-Tainer Suby G	Skyllevæske til ballonkatetre, 3,2% citronsyre	100 ml	Æske a 10 stk.	FB99839
0821206	Uro-Tainer Solution R	Skyllevæske til ballonkatetre, 6% citronsyre	100 ml	Æske a 10 stk.	FB99841