

# PRODUKTDATABLAD

## MELOLIN kompres steril/usteril

En tør, ikke-hæftende absorberende kompres.  
Består af en kraftig absorberende kompres af bomuld/akryl der på den ene side er påsvejset tynd, perforeret polyesterfilm.

Filmsiden lægges mod såret. Filmsiden gør, at sårsekretet ikke kommer i kontakt med huden.

Beskytter såret mod slag og stød.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyester film, bomuld/acryl

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I-s (steril), CE I (usteril)

**Steril vare:** Ja/nej

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 3år (steril) 5år (usteril)

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## MELOLIN kompres steril/usteril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr
4282010	Melolin	kompres usteril	10x10cm	æske a 150 stk - krt a 6 æsker	66974942
4282030	Melolin	kompres usteril	20x30cm	æske a 25 stk.-krt. a 12 æsker	66974944
4282050	Melolin	kompres usteril	50cmx7m	krt. a 6 stk.	66974930
4282104	Melolin	kompres steril	5x5cm	æske a 25 stk	66974932
4282105	Melolin	kompres steril	5x5cm	æske a 100 stk.-krt. a 24æsker	66974940
4282109	Melolin	kompres steril	10x10cm	æske a 10 stk	66974933
4282110	Melolin	kompres steril	10x10cm	æske a 100 stk.-krt. a 12æsker	66974941
4282120	Melolin	kompres steril	10x20cm	æske a 100 stk.-krt. a 6 æsker	66974939