

PRODUKTDATABLAD

Acticoat Flex 7 sårkontaktlag med sølv, steril

Fleksibelt sårkontaktlag med sølv. Anvendes til sår med risiko for infektion eller til infektiøse sår.

Har en hurtig og langvarig antimikrobiel effekt, som indtræder indenfor 30 min og holder i op til 7 dage.

Kan anvendes til alle typer sår.

Lægges fladt på sårbunden eller fyldes løst i det dybere sår.

Sårkontaktlaget har en åben struktur, hvilket muliggør let væskegennemstrømning, og derved mindsker risiko for maceration af hudomgivelser.

Passende sekundær bandage ovenpå, alt efter skiftefrekvens og ekssudatmængde.

Kan tilklippes.



Materiale:	100% polyester , nanokrystaliseret sølv
PVC/pthalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE III
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Stuetemperatur
Holdbarhed:	3år
Miljømærke	Nej
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Acticoat Flex 7 sårkontaktlag med sølv, steril

Sortimentsoversigt

Vare	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4289134	Acticoat Flex 7	sårkontaktlag med sølv, steril	5 cm x 5 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	66800395
4289135	Acticoat Flex 7	sårkontaktlag med sølv, steril	10 cm x 12,5 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	66800397
4289136	Acticoat Flex 7	sårkontaktlag med sølv, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	66800420
4289137	Acticoat Flex 7	sårkontaktlag med sølv, steril	20 cm x 40 cm	æske a 6 stk - krt a 20 æsker	66800400
4289138	Acticoat Flex 7	sårkontaktlag med sølv, steril	40 cm x 40 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	66800401