

PRODUKTDATABLAD

Profore/Profore Lite/Profore latexfri flerlags kompressionssystem

Profore er en kompressionsbandage specielt udviklet til patienter med venøsinsufficiens – med eller uden bensårs-problematikker.

Systemet kan anvendes i kombination med mange forskellige sårbehandlingsprodukter.

PROFORE

Systemet findes i forskellig størrelse afhængig af ankelomkreds og der er forskelligt antal af ruller i pakken afhængigt af størrelse.

Systemet anbefales ikke til patienter med arterielle sygdomme, ABPI (Ankle Brachial Pressure Index) skal være over 0,8.

Systemet er udviklet til at levere ca. 40mmHg ved ankelniveau, hvilket gradvist reduceres til 17mmHg ved knæet.



PROFORE LATEXFRI

Samme kompression som i Profore, men uden latex.

PROFORE LITE

Profore Lite systemet er designet til at levere effektiv kompression til patienter med en "mixet" ætiologi, dvs. både venøs- og arteriel insufficiens. Denne kan anvendes til patienter med en ABPI (Ankle Brachial Pressure Index) mellem 0,6 og 0,8.



Bandagen kan med fordel klippes af.

Fælles for alle typer er, at de er til engangsbrug, kan sidde i op til 7 dage, dog anbefales første skift efter 3-4 dage ved opstart af behandling.

PRODUKTDATABLAD

Profore/Profore Lite/Profore latexfri flerlags kompressionssystem

Materiale:	Bomuld, viskose, latex (nogen latexfri)
PVC/pthalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja – dog ikke i Profore latexfri
CE klassifikation:	CE IIa
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Genbrug/forbrænding
Bortskaffelse yder:	Genbrug/forbrænding
Opbevaring	Stuetemperatur
Holdbarhed:	3 år
Særlig mærkning:	Nej

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4425010	Profore	kompressionsbandage, ankelomkreds 18-25cm	18-25 cm	krt a 8 sæt	66000016
4425011	Profore	kompressionsbandage, ankelomkreds 25-30cm	25-30 cm	krt a 8 sæt	66000017
4425012	Profore	kompressionsbandage, ankelomkreds >30cm	>30 cm	krt a 8 sæt	66000018
4425014	Profore Lite	kompressionsbandage, ankelomkreds, 18-25cm	18-25 cm	krt a 8 sæt	66000415
4425016	Profore Lite	kompressionsbandage, ankelomkreds, 18-25cm, latexf	18-25 cm	æske a 1 sæt	66000771
4425003	Profore	kompressionsbandage, ankelomkreds 18-25cm, latexfr	18-25 cm	krt a 8 sæt	66000770