

PRODUKTDATABLAD

Navina Mini anal irrigation

Navina Mini er beregnet til børn fra 3 år, unge og voksne, der lider af ufuldstændig tømning og/eller fækal inkontinens.

Navina Mini er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre en mindre mængde vand til tyktarmens nederste del gennem en rektal cone.

- **Formet til at passe i hånden** for ergonomisk brug
- **Klemme-venlig bold** der kan indeholde 185 ml vand
- **Afrundet top** for behagelig indførsel
- **Hygiejnisk** for praktisk brug
- **Forlængerslange** kan tilsluttes for ekstra længde



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Ved stuetemperatur, tørt og i original emballage
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se datomærkning på emballage
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes som restaffald
Bortskaffelse af emballage	Følg lokale retningslinier

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1161320	Navina Mini	Startsæt: 1 x Vandbeholder, 5 x Rektalcones, 1 x Forlæn.slange	Sæt	6931000
1161321	Navina Mini	Startsæt: 1 x Vandbeholder, 30 x Rektalcones	Sæt	6930700
1161322	Navina Mini	Startsæt: 1 x Vandbeholder, 30 x Rektalcones, 1 x Forlæn.slange	Sæt	6930800
1161323	Navina Mini	30 x Rektalcones	Æske	6930900