

# PRODUKTDATABLAD

## Polymem WIC Silver, cavitetsbandage, steril

PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte.

Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårveske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølv. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn. In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder.

PolyMem WIC Silver er en kavitetsbandage, der kan anvendes i kaviteter, hvor man kan se sårbunden, samt som sårkontaktlag ved meget væskende sår. Har ingen bagsidefilm, og transporterer ekssudat videre til sekundær bandage.

Kan tilklippes. Kan lægges i såret i flere lag. Kan ligge i såret i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det.



# PRODUKTDATABLAD

## Polymem WIC Silver, cavitetsbandage, steril

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyuretan matrix, Surfaktant, Glycerin, Co-polymer stivelse, sølvpartikler
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	2b
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur og uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4279960	PolyMem Wic Silver	cavitetsfiller m. sølv, steril	8 cm x 8 cm	æske a 10 stk - krt a 2 æsker	1333
4279961	PolyMem Wic Silver	cavitetsfiller m. sølv, steril	1 cm x 35 cm	æske a 6 stk - krt a 2 æsker	1814