

# PRODUKTDATABLAD

## MediLime forlængerslange

MediLime forlængerslange er velegnet til enteral indgift af ernæring, medicin og væske via knapsonde.

Forlængerslangen fås som ENFit, Y-ENFit og bolus i længderne 30 cm og 60 cm med hhv. lige og vinklet kobling.



**Materialer:** Fremstillet i polyurethan. Fri for latex, PHT og BPA.

**Indikation:** Anvendes til enteral indgift af ernæring, medicin og væske via knapsonde.

**Klassifikation:** Klasse: I

**Steril vare:** Steriliseret.

**Opbevaring:** Opbevares tørt og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** 3 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen. Forlængerslangen udskiftes mindst 1 gang ugeligt afhængig af brug. Slangen skyldes igennem med vand efter hvert måltid. Betragt forlængerslangen som et spiseredskab.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123538	MediLime	Forlængerslange ENFit, vinklet	30 cm	æske á 10 stk.	0328-12
1123539	MediLime	Forlængerslange bolus, lige	60 cm	æske á 10 stk.	0323-24
1123540	MediLime	Forlængerslange ENFit, vinklet	60 cm	æske á 10 stk.	0328-24
1123541	MediLime	Forlængerslange bolus, lige	30 cm	æske á 10 stk.	0323-12
1123542	MediLime	Forlængerslange Y ENFit, vinklet	30 cm	æske á 10 stk.	0329-12
1124020	MediLime	Forlængerslange, ENFit, bolus, lige	30 cm	æske á 10 stk.	0324-12
1122798	MediLime	Forlængerslange ENFit, lige, m. stor lumen	60 cm	æske á 10 stk.	0324-24
1123543	MediLime	Forlængerslange Y ENFit, vinklet	60 cm	æske á 10 stk.	0329-24

### For sundhedsfagligt personale