

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem fleksibel med limb 0,8 m, 2 liter pose, voksen

Anæstesi cirkelsystem til voksne. Y-vinkel med CO²-port i polypropylen samt en 180 cm lang slange, dovenlars og 2 liter ventilationspose.

Cirkelsystemets funktion er at levere ilt og anæstetiske gasser til patienten samt eliminere CO².

Til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen, polyethylen, neopren

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år – se holdbarhed på emballage

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Altech Cirkelsystem fleksibel med limb 0,8 m, 2 liter pose, voksen

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1820137	Altech Cirkelsystem	Fleksibel, m/limb 0,8 m, 2 l. pose, voksen	1,8m	Æske a 30 stk. – Krt. a 12 æsker	AL-1101-060.V019