

PRODUKTDATABLAD

BD Kombiprop, han/hunstik, orange

Han/hun luer lock hætte – orange.

Hætten er beregnet til at lukke åbne porte på intravaskulære enheder såsom infusionsæt.

Til engangsbrug.

Kvalitetsstandarder:

- EN ISO 10993-5:2009
- EN ISO 10993-7:2008/AC 2009
- EN ISO 10993-11:2018
- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 15223-1:2016



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen (PP)

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja, ethylenoxid

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og uden for direkte sollys eller stærk belysning.

Holdbarhed fra produktionsdato: 4 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATBLAD

BD Kombiprop, han/hunstik, orange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1902402	BD	Kombiprop, han/hunstik, orange		Æske a 100 stk – krt a 1000 st	TP-MF-O