

PRODUKTDATABLAD

Extrudan forlængerslange uden tragt

Steril forlængerslange uden tragt.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, blødgører: DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900203	Extrudan	Forlængerslange uden tragt 7/10mm ch. 30	1,5 m	Æske a 50 stk.	1308 1500 10
1900147	Extrudan	Forlængerslange uden tragt 13/15mm ch. 45	3 m	Æske a 20 stk.	1308 3000 15
1900234	Extrudan	Forlængerslange blød u/ tragt 7/10mm ch. 30	3 m	Æske a 50 stk.	1308 3000 10 S
1900235	Extrudan	Forlængerslange uden tragt 8/12mm ch. 36	2 m	Æske a 40 stk.	1309 2000 12
1900236	Extrudan	Forlængerslange uden tragt 8/12mm ch. 36	3,5 m	Æske a 40 stk.	1309 3500 12

2104-0601-01 / 01.10.2019