

PRODUKTDATABLAD

Extrudan sugesæt yankauer, 4 aflastningshuller

Yankauer sugesæt med 4 aflastningshuller. Er beregnet til at fjerne blod og væsker under operation. Sættet er 3 m langt.

Hårdhed:

- Shore A 73 for slange
- Shore A 50 for tragt



Sugespidsdiameter: 4,6/6,5 mm

Spidslængde: 220 mm

Slangediameter: 5,8/8,3 mm

Indholdsstoffer/materiale:	PVC, blødgører: DEHT
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2104-0531-01 / 01.10.2019

PRODUKTDATABLAD

Extrudan sugesæt yankauer, 4 aflastningshuller

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1900004	Extrudan	Sugesæt, yankauer, 4 aflastningshuller	3m	Æske a 50 stk.	1102 3000 83

2104-0531-01 / 01.10.2019