

PRODUKTDATABLAD

Cutisoft, vattamponer, 100% bomuld

Vattamponer fremstillet af 100% bomuld à 0,5g hver.

Mange forskellige anvendelsesmuligheder.



Indholdsstoffer/materiale:	100% bomuld
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Ingen
Opbevaring uåbnet:	Tørt, ved stuetemperatur
Holdbarhed åbnet:	-
Bortskaffelse vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4292023	Vattamponer	100% bomuld	0,5g	pk. a 500 stk.	71874-00014