

# PRODUKTDATABLAD

## Rudatubix fiksering af katetre og sonder m. genluk

Rudatubix er et engangsfikseringsplaster til tuber. Det er universelt, åndbart og nænsomt mod huden. Tuber, sonder, katetre og dræntuber kan sikkert fastsættes ved hjælp af klæb og velcro.

Fordelen ved velcro er at det medicinske udstyr let kan kontrolleres og genplaceres.

Anbefales til brug på tuber og sonder med en diameter på 3-8 mm.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyurethan, viskose, polypropylen, akrylfibre, akrylklæbemiddel

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og støvfrit, uden for direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** -

**Bortskaffelse af vare:** I overensstemmelse med lokalt gældende regler og standarder for infektionsprofylakse

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4011553	Rudatubix	Fiksering af katetre og sonder m. genluk	3,5 cm x 9 cm	Æske á 100 stk.	69314