

PRODUKTDATABLAD

3M maske, type IIR, og Klinion åndedrætsværn, type FFP2

3M type IIR ansigtsmasker er udviklet baseret på videnskabelige metoder og laboratorietest til at opfylde behovene for klinikere.

- Komfortable øreelastikker
- Nem påføring og irriterer ikke huden
- Næseklemmen er nem at justere for at sikre den bedst mulige pasform
- Giver beskyttelse i henhold til EN14683
- Registreret som medicinsk udstyr



Type FFP2 åndedrætsværn (partikelfiltreringsmaske) fra Klinion, har et femlags filtreringssystem, specielt designet til effektivt at filtrere minimum 94 % støv og luftbårne urenheder for komplet beskyttelse og forebyggelse.

- Komfortable øreelastikker
- Nem påføring og irriterer ikke huden
- Stærkt premium materiale
- Konform næseklemme for at reducere luftlækage.
- Tyndt og let flerlagsdesign, der reducerer åndedrætsmodstand
- Giver beskyttelse og forebyggelse i henhold til EN 149:2001 + A1:2009.
- Registreret som personligt beskyttelsesudstyr kategori III



Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril: Nej

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se datomærkning på emballagen

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Affaldssortering

Bemærkninger: Engangsprodukt

PRODUKTDATABLAD

3M maske, type IIR, og Klinion åndedrætsværn, type FFP2

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7190825	3M	Maske, type IIR, øreelastik	-	æske a 50 stk	552 720
7190826	Klinion	Åndedrætsværn, type FFP2, øreelastik	-	æske a 10 stk	3065312