

PRODUKTDATABLAD

Tube Flexi, Fiksering af kateter og sonder m. genluk

Sikker og flexibel fiksering af katetre og slanger.
Passer optimalt til slanger/katetre i str. CH8-CH18.

Belagt med blødt polyurethan skum.

De flexible vinger kan åbnes og lukkes mange gange.

Kan sidde på huden i 5 dage.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyuretanskum, akrylatklæb
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
4052212	Tube flexi	Fiksering af kateter og sonder m. genluk	10,3 cm x 3,7 cm	æske a 50 stk - krt a 12 æsker	6028101