

# PRODUKTDATABLAD

## Curion urinpose 2000 ml, 110 cm slange, krydsaftap/FF

**Curion urinpose, 2000 ml med 110 cm kink- og klæbefri slange, krydsaftap og tømningssventil, ren.**

Curion urinposer har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.

Poserne er fremstillet af transparent folie og Curion urinposer har påtrykt en måleskala så man kan kontrollere hvor meget urin, der er i poserne.

Tømningssventilen er tæt og urinposen har studs til kateter. Har desuden ophængningsmulighed.

Tømningssventilen leveres lukket.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (Ingen mærkningspligtige ftalater)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 °C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Maksimal brugstid: 24 timer

# PRODUKTDATABLAD

Curion urinpose 2000 ml, 110 cm slange, krydsaftap/FF

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0123112	Curion	Urinpose, 110 cm slange krydsaftap/FF	2000 ml	Ps. a 25 stk. – Krt. a 8 ps	8758