

# PRODUKTDATABLAD

## Cenaman, engangssprøjte, enteral EnFit

Cenaman ENFit Enteral sprøjter er engangssprøjter, som anvendes til administration af enteral ernæring samt indgift af væske og medicin.

Sprøjterne er ENFit kompatible (ISO 80369-3) for at undgå fejlkobling.



<b>Materialer:</b>	Polyisopren, (PP) polypropylen, (PE) polyethylen. Fri for latex og DEHP.
<b>Indikation:</b>	Anvendes til enteral indgift af sondeernæring, væske og medicin i alle aldersgrupper.
<b>Klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Steriliseret med ethylenoxid. Pakket individuelt i steril emballage.
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur uden direkte sollys.
<b>Holdbarhed:</b>	5 år fra produktionsdatoen. Anvendes i op til 24 timer.
<b>Bortskaffelse:</b>	Forbrænding.

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Str.	Pakning	Ref.nr.
1123750	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit	1 ml	æske a 30 stk - krt a 16 æsker	409102
1123751	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit	2,5 ml	æske a 30 stk - krt a 20 æsker	409104
1123752	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit	5 ml	æske a 30 stk - krt a 16 æsker	409106
1123753	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit	10 ml	æske a 100 stk - krt a 150 æsker	409108-1
1123754	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit	20 ml	æske a 100 stk - krt a 9 æsker	409110-1
1123755	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, decentral	60 ml	æske a 30 stk - krt a 3 æsker	409114-1
1123756	Cenaman	engangssprøjte, enteral EnFit, central	100 ml	æske a 30 stk - krt a 2 æsker	409116