

PRODUKTDATABLAD

GA Health Engangs biopsihætte

Biopsihætte til engangsbrug.

- Minimerer risiko for krydskontaminering ved endoskopiprocedurer.
- Sikker montering.
- Lækagetæt.
- Kompatibel med Olympus og Fujifilm endoskoper.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100353	GA Health	Engangs biopsihætte	13 mm	Æske a 100 stk	GAR028-S