

PRODUKTDATABLAD

Plastipak 3-komponentsprøjter

BD Plastipak 3-komponentsprøjte

Produceret i glasklart plast for at sikre overblik over indhold og silikonebehandlet for at sikre en jævn og nøjagtig indgift.

Ergonomisk formet greb og stop som skal forhindre at stempel trækkes bagud.

Findes både med Luer, Luer Lock og kateterstuds

Latexfri pakning for at forebygge allergi.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, isopren, silikoneolie
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex	Nej
Steril:	Ja – ETO
CE klassifikation:	Klasse Ia
Opbevaring:	Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Genanvendelse eller forbrænding
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Plastipak 3-komponentsprøjter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3021001	Plastipak 3-komponentsprøjte	Luer, grad/ 0,01 ml, steril	1 ml	Æske a 120 stk. – Krt. a 8 æsker	303172
3021017	Plastipak 3-komponentsprøjte	Luer, grad/1 ml, steril	20 ml	Æske a 120 stk. – Krt. a 4 æsker	300613
3021021	Plastipak 3-komponentsprøjte	Luer, grad/1 ml, steril	30 ml	Æske a 60 stk. – Krt. a 4 æsker	301231
3021025	Plastipak 3-komponentsprøjte	Luer, grad/1 ml, excentrisk, steril	50/60 ml	Æske a 60 stk. – Krt. a 240 stk.	300866
3021029	Plastipak 3-komponentsprøjte	Grad/1 ml, kateteransats, steril	50/60 ml	Æske a 60 stk. – Krt. a 240 stk.	300867
3021033	Plastipak 3-komponentsprøjte	Luer grad/2 ml, kateteransats og luerkonus, steril	100 ml	Æske a 25 stk. – Krt. a 50 stk.	300605
3021035	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, amber, perfusion, steril	50 ml	Æske a 50 stk. – Krt. a 2 æsker	300139
3021101	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/0,01 ml, steril	1 ml	Æske a 100 stk. – Krt. a 8 æsker	309628
3021103	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/0,1 ml, steril	3 ml	Æske a 200 stk. – Krt. a 4 æsker	309658
3021105	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/0,2 ml, steril	5 ml	Æske a 125 stk. – Krt. a 4 æsker	309649
3021110	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/0,2 ml, steril	10 ml	Æske a 100 stk. – Krt. a 4 æsker	300912
3021120	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/1 ml, steril	20 ml	Æske a 120 stk. – Krt. a 4 æsker	300629
3021130	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/1 ml, steril	30 ml	Æske a 60 stk. – Krt. a 4 æsker	301229
3021160	Plastipak 3-komponentsprøjte	L/L, grad/1 ml, steril	50/60 ml	Æske a 60 stk. – Krt. a 4 æsker	300865