

# PRODUKTDATABLAD

## 3M silikonetape

3M silikone tape (Micropore S) er en kirurgisk tape, fremstillet af et non-woven materiale af rayon, med en skånsom silikoneklæb.

Den er ideel til patienter med følsom, sart eller skrøbelig hud.  
Har en god klæbeevne og fjernes nemt uden at lave skade på huden.  
Kan reappliceres.  
Er rivbar i 2 retninger.

Den ene størrelse er en "short-roll" for at minimere risiko for krydskontaminering samt reducere spild, disse kommer enkeltpakket i poser\*.



**Indholdsstoffer/materiale:** Rayon, polyester fiber, silikone polymer, silikone gel klæb.

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Nej

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

## 3M silikonetape

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4011587	3M silikonetape*	kirurgisk tape med silikoneklæber, blå	2,5 cm x 1,3 m	ps a 100 stk - krt a 500 stk	2770S-1
4011588	3M silikonetape	kirurgisk tape med silikoneklæber, blå	2,5 cm x 5 m	æske a 12 stk - krt a 10 æsker	2770-1
4011589	3M silikonetape	kirurgisk tape med silikoneklæber, blå	5 cm x 5 m	æske a 6 stk - krt a 10 æsker	2770-2