

# PRODUKTDATABLAD

## UNICATH-FIX, plaster til kateterfiksering, beige

Unicath-Fix plaster er beregnet til sikker og fleksibel fiksering til katetre, slanger og kabler.

Plastrene findes i tre størrelser og én farve (se varesortiment).



**Indholdsstoffer/materiale:** Ikke-vævet glasin papir, akrylatbaseret klæbemiddel

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år fra fremstillingsdato – se dato på emballage

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding/Affaldssortering

**Bortskaffelse af emballage:** Affaldssortering

**Bemærkninger:** Produktet er beregnet til engangsbrug. Brug ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget. Indholdet er sterilt, hvis emballagen er ubeskadiget

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4090541	UNICATH-FIX	plaster til kateterfiksering, beige, small	2,6 cm X 3,65 cm	æske a 100 stk - krt a 16 æske	6028121
4090542	UNICATH-FIX	plaster til kateterfiksering, beige, medium	5,2 cm x 6,5 cm	æske a 100 stk - krt a 16 æske	6028122
4090543	UNICATH-FIX	plaster til kateterfiksering, beige, large	8,1 cm x 10,3 cm	æske a 100 stk - krt a 16 æske	6028123