

Moderne sårbehandling



Produktgruppe	Indikation	Virkning	Bemærkning	Produkteksempler
Alginat	Alle sårtyper Moderat/kraftig sekretion	Fremmer fugtig sårheling. Absorberer sårsekret og omdannes til en gel.	Udvundet af blæretang og består af natrium og/eller calciumioner. Kræver sekundær bandage. Hæmostatisk virkning.	Biatain Alginat Kaltostat Kliniderm Fiber Nobaalgin Suprasorb A Tegaderm Alginate
Honning	Koloniserede/inficerede sår	Antimikrobiel effekt	Nogle varianter kræver sekundær bandage. Activon indeholder Manuka honning.	Activon / Algivon Plus/Actilite L-Mesitran Revamil
Hydrokolloid	Let/moderat sekretion Overfladiske sår. Behandling ved dermatologiske lidelser.	Fremmer fugtig sårheling. Opløser nekroser og fibrinbelægninger. Uigennemtrængelig for udefra kommende mikroorganismer (semipermeabel/okklusiv).	Må ikke anvendes til diabetiske fodsår, arterielt betingede fodsår og klinisk inficerede sår. Produktets tykkelse har betydning for absorptionen. Øger effekten af steroid behandling.	Comfeel Plus DuoDERM/Thin/Signal/E Hydrocoll/Thin Kliniderm Hydro/Thin Sureskin/Thin Tegaderm Hydrocolloid
CMC Gelfiberbandage	Moderat/kraftig sekretion herunder inficerede sår. Indikationer som ved alginater.	Fremmer fugtig sårheling. Fibrene omdannes til en gel, der binder væske og bakterier. Høj absorption.	Kræver sekundær bandage. Består af Carboxy-Methyl-Cellulose.	Aquacel/Aquacel Extra Durafiber Suprasorb Liquacel
Hydrofob bandage	Oprensning af koloniserede/inficerede sår.	Bakterier og svampe i såret binder sig til produktet ved hjælp af hydrofob interaktion.	Imprægneret med fedtsyreesteren DACC, hvilket gør produktet hydrofob. Kræver ofte sekundær forbindelse.	Sorbact Sorbact OP Sorbact gelkompres Sorbact foam
Hydrogel	Tørre sår, nekrotiske og fibrinbelagte sår. Til smertefulde sår.	Tilfører fugt til såret, opløser nekroser og fibrinbelægninger. Rehydrerer såret.	Findes i dispenser, i sprøjter og som gel på gaze eller som fast gelplade. Nogle produkter kræver sekundær bandage. Indeholder > 80% vand. Holdbarhed 24 timer efter anbrud.	ApoCure Hydrogel Bandage DuoDERM Hydrogel IntraSite Gel Hydrosorb Kliniderm Hydrogel Nobagel Normigel Nu-Gel Purilon Gel Suprasorb G Tegaderm Hydrogel
Kulbandager	Ildelugtende sår f.eks. cancersår.	Indeholder aktiv kul. Neutraliserer ubehagelig lugt.	Actisorb Plus indeholder også sølv Stor forskel i absorptionsevne fra produkt til produkt.	Actisorb Plus 25 CarboFlex Carbonet Nobacarbon
Polyurethanfilm	Overfladiske sår med lille eller ingen sekretion. Sekundær fiksering.	Fremmer fugtig sårheling. Semipermeabel. Uigennemtrængelig for luft, vand og bakterier udefra, samtidig med at huden kan "ånde". Minimerer friktionsskader.	Såret kan observeres gennem den transparente film. Der er forskel i permeabiliteten produkterne imellem. Film fås i flere varianter og i steril og i usteril udgave.	Hydrofilm Kliniderm Film Mepore Film Roll Nobaderm OpSite Suprasorb F Tegaderm/Absorbent Visulin
Salvekompress	Svagt væskende og overfladiske sår. Kan anvendes som sårkontakt.	Gaze imprægneret med paraffin, vaseline eller triglycerider.	Kræver sekundær bandage. Bactigras indeholder klorhexidin.	Adaptic Atrauman Bactigras Jelonet Lomatuell H NobaCutis Physiotulle
Skumbandager	Alle sårtyper. Let/moderat/kraftig sekretion.	Fremmer fugtig sårheling. Beskytter nydannet væv. Består af polyurethanskum. Højabsorberende. Semipermeabel.	Findes med og uden klæber. Enkelte produkter har silikone tilhæftning. Bemærk at produkterne PolyMem, PolyMax, PolyWic alle indeholder glycerin og surfaktant F68, der virker oprensende. Såret skal derfor ikke renses ved bandageskift. Biatain-lbu indeholder lbuprofen som frigives i takt med sårsekssudation og ikke optages systemisk.	Aquacel Foam Allewyn/Gentle/Border/Border Lite Biatain/-lbu/Silikone Kliniderm Foam/Border Kliniderm Foam Silikone/Border Mepilex/Border PermaFoam/Comfort PolyMem Max/Shapes/Wic Suprasorb P/Silikone Tegaderm Foam Tielle/Tielle Plus Versiva XC
Sårkontaktlag silikone	Anvendes til sår, hvor omgivelserne er meget sart, og forebygger at bandagen hænger i såret.	Uforstyrret sårheling. Sårkontaktlaget hænger ikke i såret.	Kræver sekundær bandage.	Askina Silnet Cuticell Contact Duratouch Kliiderm silikone sårkontaktlag Mepitel One Mepilex Transfer Silflex
Superabsorbanter	Moderat/kraftig sekretion.	Fremmer fugtig sårheling. Kraftig absorption.	Kan ikke klippes til. Findes med og uden border. Eclipse Adherent har silikone tilhæftning.	Biatain Super CombiDERM DryMax/Relevo Eclipse Adherent Kliniderm superabsorberende Mextra Tegaderm superabsorber Vliwasorb
Sølvbandager	Ildelugtende kritisk koloniserede sår og inficerede sår.	Sølv virker antibakterielt. Kan være kickstarter ved forsinket sårheling.	Nogle produkter kan misfarve huden, det er dog ganske ufarligt. Nogle produkter kræver sekundær bandage.	Acticoat/Acticoat Absorbent/Flex Actisorb Plus 25 Allewyn Ag Aquacel Ag/Ag +Extra/Foam Ag Askina Calgitrol Pasta Atrauman Ag Biatain - Ag / Alginate Ag / Silikone Ag Durafiber Ag Melgisorb Ag Mepilex Ag/Border Mepilex Ag Transfer Nobacarbon Ag Physiotulle Ag PolyMem Silver/Shapes/Wic Silvercel Tegaderm Alginate Ag Vliwactiv Ag
Specialprodukter	Hæmoglobin	Fremmer diffusionen af O ₂ til sårbunden	Kræver sekundær bandage.	Granulox
	Ubalance i proteaserne	Proteaseregulerende	Kræver sekundær bandage.	Promogran Suprasorb C
	Alle sårtyper med ingen til kraftig eksudation	Fugtregulerende	Kræver sekundær bandage.	Suprasorb X TenderWet
	Koloniserede/inficerede sår	Antimikrobiel effekt pga. indhold af PHMB	Nogle varianter kræver sekundær bandager	Kendall AMD PHMB Suprasorb X + PHMB Telfa AMD Iodosorb Prontosan sårskyllevæske

