

PRODUKTDATABLAD

3M ørepropper

De gule ørepropper er lavet af blødt skum med langsom gendannelse. Den afrundede finish gør det nemmere at sætte ørepropperne i og er med til at sikre en komfortabel pasform.

Flangeformen gør det desuden også meget nemt at sætte øreproppen i, og hjælper til effektiv forsegling af øregangen.

Dæmpningsværdi (SNR): 39



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes med almindeligt sygehusaffald
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
4468520	3M	Ørepropper	Æske a 200 stk. – Krt. a 10 æsker	ES-01-020