

# PRODUKTDATABLAD

## Støvleovertræk skridhæmmende

### Skridhæmmende støvleovertræk

Støvleovertrækket er velegnet i våde miljøer, hvor det hæmmer skrid og faldskader, samt beskytter den nederste del af benet mod stænk og sprøjt - f.eks. i forbindelse med badning af patienter. Anvendes udenpå almindeligt fodtøj.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Low-density polyethylene (LDPE) med grå skridhæmmende tape
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. Nr.
5601983	Støvleovertræk	Med grå skridhæmmende tape	Pakke a 50 stk.	9803