

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn SofSpec øretragt flergangs, til diagnostisk otoskop

Flergangsøretragte, der passer til forskellige otoskoper. Har en stiv plastbase og et særligt blødt materiale ved den distale ende.

SofSpec passer perfekt til den ydre øregang. Kan autoklaveres og desinficeres.

Passer til Welch Allyn diagnostiske otoskoper.



Indholdsstoffer/materiale:	Santopren, polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokale regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162240	Welch Allyn	SofSpec flergangs øretragt	5 mm		24325
6162271	Welch Allyn	SofSpec øretragt 3, 5, 7mm til diagnostisk otoskop			24420

2002-0241-01 / 14.03.2017