

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn øretragt flergangs, til MacroView og diagnostisk otoskop

Flergangsøretragte til Welch Allyn otoskoper.

Passer perfekt til den ydre øregang. Kan autoklaveres og desinficeres.

Passer til Welch Allyn MacroView og diagnostiske otoskoper.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Opbevaring: -

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokale regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162243	Welch Allyn	Øretragte sæt, flergangs, til diagnostiske otoskop		Sæt a 4 stk.	24400-U
6162255	Welch Allyn	Øretragt, flergangs	2,5 mm		24302-U
6162256	Welch Allyn	Øretragt, flergangs	4 mm		24304-U
6162257	Welch Allyn	Øretragt, flergangs	5 mm		24305-U