

PRODUKTDATABLAD

HEINE UniSpec® øretragte

HEINE UniSpec® 2,5 mm eller 4 mm engangsøretragte til undersøgelse af voksne. UniSpec har en perfekt pasform til BETA 100® og K 100® otoskopet.

Øretragtene har rundede kanter og sprækker ikke, når de sættes fast på otoskopet. Størrelsen er tydeligt markeret på øretragten, så man hurtigt kan vælge den korrekte størrelse.

Refill-emballagen med 50 tragte gør det nemt at påfylde den vægmonterede UniSpec® tragtgedispenser (6161551).

Til engangsbrug.



Indholdsstoffer/materiale:	Polystyren
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

2054-0061-01 / 06.07.2017

PRODUKTDATABLAD

HEINE UniSpec® øretragte

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6161525	HEINE	Unispec øretragt, engangs, til BETA100 og K100	2,5 mm	Pk. a 50 stk. – Krt. a 20 pk.	B-000.11.242
6161540	HEINE	Unispec øretragt, engangs, til BETA100 og K100	4 mm	Pk. a 50 stk. – Krt. a 20 pk.	B-000.11.241

2054-0061-01 / 06.07.2017