

# PRODUKTDATABLAD

## SECA 878 fladvægt

SECA 878 fladvægt kan alt, hvad en vægt til mobil brug skal kunne og mere til: Den er let, robust, nem at betjene, viser præcise måleværdier ved enhver luftfugtighed, batterierne har lang levetid og kan alternativt tilsluttes lysnettet.

Den kan tændes og slukkes med tåspidsen med en stor knap på forsiden. Det dobbelte display giver mulighed for at aflæse måleresultatet fra to forskellige vinkler samtidigt. Med 2-i-1-knappen kan babyens vægt måles i armene på sine forældre.

- **Kalibreringsklasse:** III
- **Bæreevne:** 0 - 200 kg
- **Inddeling:** 100 g < 150 kg > 500 g
- **Strømforsyning:** 6 stk. AA batterier medfølger
- **Egenvægt:** 4,1 kg
- **Funktioner:** Mobil måling og vejning, Mor/barn-funktion, HOLD, Slukautomatik

### Tilbehør som kan tilkøbes:

- Transformator 220V ref.nr. 447 eller ref.nr. 400 med tænd/sluk funktion. (Skaffevarer)
- Transporttaske ref.nr. 414 (Skaffevarer)
- Højdemål ref.nr. 217 kombineret med adapter ref.nr. 437 (Skaffevarer)



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved temperaturer mellem 10 til 40 °C
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

2121-0001-01 / 17.08.2017

# PRODUKTDATABLAD

## SECA 878 fladvægt

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
6161200	SECA	878 fladvægt, dobb. display, 0-200 kg, kl. 3	878 7041 689