


INSTRUMENT BORD							
Nummer	RF. Bord øverst [mm]	Tegning Nr.	Tegning Nr.	Hjul type: [Front]	Hjul type: [Bag]	Rør	Hjul højde total [mm]
	L x B					R	
60-43812	1200x600	1200-600III	1200-600IIIA	2 stk. KY723 Ø125 hjul m. bremse	2 stk. KY722 Ø125 hjul U. bremse	KP550	H= 155
60-43815	1500x600	1500-600III	1500-600IIIA	2 stk. KY723 Ø125 hjul m. bremse	2 stk. KY722 Ø125 hjul U. bremse	KP550	H= 155
60-43850	500x360	500-360I	500-360IA	2 stk. KY730 Ø75 hjul U. bremse	2 stk. KY730 Ø75 hjul U. bremse	KP553	H= 100
60-43860	600x450	600-450I	600-450IA	2 stk. KY730 Ø75 hjul U. bremse	2 stk. KY730 Ø75 hjul U. bremse	KP553	H= 100
60-43870	700x500	700-500I	700-500IA	2 stk. KY744 Ø100 hjul U. bremse	2 stk. KY744 Ø100 hjul U. bremse	KP552	H= 135
60-43890	900x500	900-500I	900-500IA	2 stk. KY744 Ø100 hjul U. bremse	2 stk. KY744 Ø100 hjul U. bremse	KP552	H= 135
KP552	Bordben: Rør 25x25x1,25 mm. L= 710 mm. Der skal bruges 4 stk. til hvert bord						
KP553	Bordben: Rør 25x25x1,25 mm. L= 740 mm. Der skal bruges 4 stk. til hvert bord						
KP550	Bordben: Rør 25x25x1,25 mm. L= 685 mm. Der skal bruges 4 stk. til hvert bord						



Rev.:	Dato:	Navn:	Beskrivelse:

Generelle Tolerancer:								DS/ISO 2768-1		Projektion:		Papir:		Beskrivelse:									
Lineære dimensioner:								0-3		3-6		6 - 30		30-120		120-400		400-1000		1000-2000		2000-4000	
Mellem								± 0.1		± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2	
Grov								± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2		± 3		± 4	
Vinkel dimensioner:								0 - 10		10 - 50		50 - 120		120 -		Tegnet af:		Kunde:					
								± 1° 30'		± 1°		± 0° 30'		± 0° 15'		Den							
 Claus Andersen Rustfri Stål A/S Fabriksvej 8 - 5260 Odense S. Tlf. 6395 0500 - Fax 6395 0501 www.clausandersen.dk								Side 1 af 2								Materiale: mm.							
								Vægt: kg								Tegnings Nr.:							
								Overf. areal: m²								VA0044-000 Instrumentbord							
COPYRIGHT: DENNE TEGNING MÅ IKKE KOPIERES ELLER REPRODUCERES PÅ NOGEN MÅDE UDEN DIREKTE TILLADELSE FRA CLAUS ANDERSEN RUSTFRI STÅL A/S																							

