

# PRODUKTDATABLAD

## 3M åndedrætsværn, FFP3 med ventil

Åndedrætsværnet er beregnet til brug for professionelt sundhedspersonale i situationer, hvor de selv har behov for højere grad af beskyttelse end almindelige kirurgiske masker kan give. Det beskytter mod indånding af luftbårne smitstoffer og nedsætter risikoen for kontaminering af brugeren med blod og andre kropsvæsker.

Udåndingsventilen på forsiden af åndedrætsværnet mindsker varmeophobningen og gør vejrtrækningen nemmere.

Bakteriel filtrations effektivitet: >98%

Åndedrætsværnet opfylder kravene til en klasse FFP3 i henhold til DS/EN149:2001+A1:2009



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen, Polyisopren, Aluminium

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt ved stuetemperatur

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 1 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding/Deponi

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkning:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7190847	3M åndedrætsværn	FFP3 med ventil	Æske a 10 stk.	1873V+