

PRODUKTDATABLAD

Op-maske, IIR, øreela.,visir, dugfri, blå - Barrier

Blå maske med øreelastik og visir er stænkresistent.

Visiret har lav refleksion og har anti-dug.

Maskens 4-lags design samt forskårne sider muliggør bøjning af visiret for at beskytte mod væskestænk fra siden.

>98% bakteriefiltreringseffektivitet

Masken anbefales til våde indgreb, hvor der er risiko for stænk.



Indholdsstoffer/materiale: Cellulose, polyester, polypropylen – visir af polyester

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares i pakning indtil brug under normale opbevaringsbetingelser.

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Varesektor | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------|--|------------|---------------|----------|
| 7190326 | Barrier | Op-maske, IIR, øreela., visir, dugfri, blå | 15x26 cm | Pk. a 50 stk. | 4267 |

1296-0811-01 / 13.01.2016