

PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech, Injection Needle L. 4 mm 25G, safety, st


MICRO-TECHs injektionsnål til anvendelse ved indikation for endoskopi for indførelse af:

- Skleroserende middel eller vasokonstriktorer på udvalgte steder for at kontrollere aktuel eller potentiel blødende læsion i fordøjelsessystemet.
- Saltvand for at hjælpe med endoskopisk slimhinderesektion (EMR) og polypektomiprocedurer samt for at kontrollere ikke-variceal blødning.



EGENSKABER

- Ergonomisk anti-skrid håndtag for bekvem kontrol, kanyleindsættelse og udtrækning med én hånd
- Stabil og præcis nålegennemtrængning, idet håndtaget kan låses i flere, hvilket sikrer, at nålen ikke strækker sig under indføringen og beskadiger
- Automatisk nålefremføring
- Atraumatisk silikonehoved
- Skarpt præcisionssnit
- LL nålestik



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	I
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Affaldssortering
Bemærkninger:	Engangs

PRODUKTDATABLAD

Micro-Tech, Injection Needle L. 4 mm 25G, safety, st

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100438	Micro-Tech	Injection Needle L. 4 mm 25G, safety, st.	Ø 2,8 mm L: 2300 mm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	IN12- 254232302