

Produktdatablad

Salts Healthcare Confidence Convex Supersoft Tømbar

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Salts Healthcare
 Adresse Richard Street, Aston, Birmingham
 Land England
 Website: www.salts.co.uk

1.2. Forhandler:

Navn Mediq Danmark A/S
 Adresse Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
 Tlf. nr. 36379200
 Fax nr. 3672 8322
 E-mail: mediqdanmark@mediqdanmark.dk
 Website: www.mediqdanmark.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001:2000
ISO13485: 2003

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Confidence Convex Supersoft Tømbar

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nedenstående

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Nej	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Ja
Andet: <u>Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA/PVCD/EVA PVC: **Ja**

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: **Nej** Typen: _____

Klorbleget materiale: **Nej** Genbrugsmaterialer: **Nej**

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : **nej**

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Ja

Papir: Ja

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Økologisk: Nej

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Ja

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja: Ja

Klasse: 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej: Nej

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: Nej

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

3 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x	x	x	x
Inderemballage	x	x		
Transportemballage	x	x	x	x

Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.

Sortimentsoversigt Salts Healthcare Confidence Convex Supersoft Tømbar

10 stk/æske alle hudfarvede med delt forside

Hulstørrelse	Mini	Midi	Maxi
13-25		CDSS1325	
13-38		CDSS1338	
13-52		CDSS1352	
21		CDSS21	
25		CDSS25	
28		CDSS28	
32		CDSS32	
35		CDSS35	
38		CDSS38	